

Сменные режущие насадки (прямые) к микродебридеру Азимут





Прямые

Модель	Название	∅ 2,5 мм	∅ 3,5 мм	∅ 4,2 мм
	Полнорadiusный резектор	●	●	●
	Агрессивный полнорadiusный резектор			
	Двойной агрессивный полнорadiusный резектор	●	●	●
	Полнорadiusный резектор с маленьким окном			●
	Особо острый резец (RAZOR)			●
	Агрессивный резец с открытым окном		●	●
	Круглый бор		●	●

Сменные режущие насадки (угловые) к микродебридеру Азимут



Угловые

Модель	Название	∅ 2,5 мм	∅ 3,5 мм	∅ 4,2 мм
	Полнорadiusный резектор			●
	Агрессивный полнорadiusный резектор			●