

## Новая D катушка Увеличение срока службы батарей до 50%\*

С новой D катушкой пользователи получают заметные преимущества:


- Значительное увеличение срока службы батарей
- Новейший и тончайший дизайн с большим выбором цветовых вариантов
- Легко заменяемые магниты
- Меньше отходов и снижение стоимости обслуживания системы!

Использование с системой DaCapo в течение всего дня

- Пользователи перезаряжаемых аккумуляторов системы DaCapo могут пользоваться одним аккумулятором в течение всего дня – до 16 часов – в сочетании с новой D катушкой, по сравнению с 10-12 часами работы с катушкой предыдущего поколения.

Пользуетесь заушной конфигурацией аудиопроцессора?  
Обновите сейчас

- Каждый пользователь заушной конфигурации аудиопроцессора компании MED-EL может получить преимущество при переходе на новую D катушку.
- Пользователи OPUS 2, DUET 2, Opus 1, DUET и TEMPO+ могут обновить COMT + P катушку на более энергоэффективную D катушку с выгодным увеличением срока службы батарей и сокращением финансовых затрат.




## Наслаждайтесь слухом в течение целой недели с одним комплектом цинково-воздушных батарей

### Размеры D катушки

- Диаметр: 31,6 мм
- Толщина: 6 мм
- Вес: 4,3 г

### Размеры COMT + P катушки

- Диаметр: 32,6 мм
- Толщина: 6,5 мм
- Вес: 5,1 г



### Легкая настройка

- Одна базовая часть - четыре сменные магнитные вставки!
- Сила магнитного поля может быть скорректирована путем простой замены магнитной вставки
- Не нужно менять всю катушку!
- Инструмент для замены магнита – для быстрой и простой замены магнита

Инструмент для замены магнита



слабый



стандартный



сильный



максимальный



Инструмент для замены магнита

### Сейчас доступны в различных новых цветах!

В настоящее время процессоры OPUS 2 доступны в различных ярких цветах. Пользователи могут выбрать в том числе между белым, кремовым и черным. Они предназначены для ещё более точного соответствия различному цвету волос.

Кроме того, MED-EL теперь предлагает ассортимент новых цветов аудиопроцессора для детей, включая зеленый, оранжевый, розовый и голубой.

